

# FASTKITスリムシリーズデータシート

平成21年12月作成

日本ハム株式会社  
中央研究所



人と科学のステキな未来へ  
コスモ・バイオ株式会社

# ●FASTKIT スリムシリーズ



## 《製品内容》

テストプレート:	2テスト×10パック
希釈用緩衝液:	50mL×1本
濃縮抽出用緩衝液:	100mL×1本
取扱説明書:	1部
ビニールパウチ袋:	1枚

品名	容量	希望納入価
FASTKITスリム 卵	20回用	32,000円
FASTKITスリム 牛乳	20回用	32,000円
FASTKITスリム 小麦	20回用	32,000円
FASTKITスリム そば	20回用	32,000円
FASTKITスリム 落花生	20回用	32,000円
FASTKITスリム 大豆	20回用	32,000円

●貯法: 冷蔵(2~8℃)保存 ●使用期限: 製造日より12ヶ月

## 《製品特徴》

- ・従来のFASTKITイムノクロマトシリーズと同様に簡単な操作です。
- ・従来の性能を維持しつつ下記の点について改良しました。
  1. 卵キットの鶏肉に対する反応性、牛乳キットの牛肉に対する反応性、および小麦キットのそばに対する反応性を除去しました(8ページ参照)。
  2. 希釈倍率を全項目ともに10倍希釈に統一しました(6, 7, 11ページ参照)。

# ●形態上の変更点

FASTKITイムノクロマトシリーズ



FASTKITスリムシリーズ



包装

●1テストずつアルミ包装

●2テストずつアルミ包装

試薬


●プラスチックケース入り

●プラスチックケースなし

プラスチックケースがないため、  
廃棄時の分別が不要、かつ廃棄物を削減可能


# ●各部名称と検出原理

## 《各部名称》



- a. 試料滴下部: サンプルを滴下する部位(手で触れないよう注意)
- b. 試薬含有部: 反応に必要な試薬が含有されている部位
- c. 展開部: サンプルが流れるニトロセルロース膜  
(キズをつけないよう注意)
- d. 吸収パッド: 余分なサンプル溶液を吸収する部位。サンプル名などを  
書き込むことが可能。
- e. 測定項目記載位置: キットの測定対象を記載。
- f. テストライン出現位置: 赤紫色のラインが認められた場合は陽性と  
判定
- g. コントロールライン出現位置: サンプルの展開を確認。必ず赤紫色  
のラインが出現

## 《検出原理》



- ① サンプル中の抗原と金コロイド標識抗体が**抗原抗体反応**により結合(複合体を形成)
- ② 複合体がニトロセルロース膜中を**毛細管現象**により移動
- ③ 判定部(T)に固相化された**目的物質に対する抗体**と移動してきた複合体が抗原抗体反応により結合  
⇒ **金コロイドが密集することにより赤紫色のラインが出現**
- ④ 判定部(C)に固相化された**金コロイド標識抗体に対する抗体**と移動してきた金コロイド標識抗体が、抗原抗体反応により結合  
⇒ 判定部(C)に赤紫色のラインが出現

# ●使用方法

※詳細はキット添付の取扱説明書をご参照ください。

## 【食品からの検出】

### ＜食品サンプルの粉碎・均一化＞

サンプルをフードカッターなどで均一な状態に粉碎

### ＜抽出操作＞

均一化した試料2gに対し、抽出用緩衝液38mLを加え、ホモジナイザー等で抽出

### ＜不溶物の除去（遠心分離・ろ過）＞

3,000×g以上、4℃、20分間遠心分離後、上清をろ過

### ＜希釈＞

上清を希釈用緩衝液で10倍希釈したものを試料溶液とする

## 【ふき取り検査】

### ＜ふき取り溶液と綿棒の準備＞

一定量のふき取り溶液（生理食塩水など）を試験管等に分注し、分注したふき取り溶液に綿棒を浸す

### ＜検査箇所の特定制＞

汚れが残しやすい場所もしくは洗にくい場所をふき取り箇所とする事を推奨

### ＜検査箇所のふき取り＞


あらかじめ特定したふき取り箇所を綿棒でふき取り

### ＜ふき取り綿棒の懸濁＞

綿棒をふき取り溶液中で洗浄し、懸濁液を試料溶液とする


### ＜試料溶液100μLをテストストリップへ滴下＞

方法1: 試料滴下部へ試料溶液を滴下



方法2: 分注した試料溶液へテストプレートを追加

試料溶液  
150μLを分注



注: テストストリップの向きに注意してください。  
また、試料滴下部のみ試料溶液に接するように液量を調整してください。

### ＜結果の判定＞

滴下後15分に、赤紫色のラインを確認

①陽性

②陰性



注: 特に、ふき取り検査の場合には、判定時間に注意してください。

# ●性能 ～未加熱抗原に対する検出感度～

サンプル濃度※1	FASTKITスリムシリーズ		FASTKITイムノクロマトシリーズ	
	50ng/mL (10ppm相当)	25ng/mL (5ppm相当)	50ng/mL (10ppm相当)	25ng/mL (5ppm相当)
卵	陽性	陽性	陽性	陽性
牛乳	陽性	陽性	陽性 (5ppm相当)※2	陰性 (2.5ppm相当)
小麦	陽性	陽性	陽性	陽性
そば	陽性	陽性	陽性	陽性
落花生	陽性	陽性	陽性	陽性
大豆	陽性	弱陽性		

※1: 抽出操作後のサンプルをBCA法にてタンパク定量を行い、濃度を調整した。

※2: 従来FASTKITイムノクロマト牛乳は、希釈倍率が異なります。

- ◆ 未加熱抗原に対する検出感度は、25ng/mL (食品中濃度で5ppm)
- ◆ 従来のFASTKITイムノクロマトシリーズに比べ、牛乳キット以外は同等
- ◆ 牛乳キットは、従来のキットに比べ感度が改善

# ●性能 ～加熱抗原※に対する検出感度～ Nippon Ham Group 人輝く、食の未来

※抽出操作後、100℃で30分間、加熱した抗原

サンプル濃度※ <sup>1</sup>	FASTKITスリムシリーズ		FASTKITイムノクロマトシリーズ	
	50ng/mL (10ppm相当)	25ng/mL (5ppm相当)	50ng/mL (10ppm相当)	25ng/mL (5ppm相当)
卵	陽性	陽性	陽性	陰性
牛乳	陽性	陽性	弱陽性 (5ppm相当)※ <sup>2</sup>	陰性 (2.5ppm相当)
小麦	陽性	陽性	陽性	陽性
そば	陽性	陽性	陽性	弱陽性
落花生	陽性	陽性	陽性	陰性
大豆	弱陽性	陰性		

※<sup>1</sup>: 抽出操作後、加熱処理したサンプルをBCA法にてタンパク定量を行い、濃度を調整した。

※<sup>2</sup>: 従来FASTKITイムノクロマト牛乳は、希釈倍率が異なります。

- ◆ 加熱抗原に対する検出感度は、25ng/mL(食品中濃度で5ppm)
- ◆ 従来のFASTKITイムノクロマトシリーズに比べ、小麦以外は感度が改善



# ●性能 ～偽陽性を示す食品～

	偽陽性を示す食品※2	陰性になった食品※1
卵	陽性: 発芽玄米 弱陽性: ゼラチン、ほっけ	陽性: <b>鶏肉</b> 、昆布、のり 弱陽性: なし
牛乳	陽性: なし 弱陽性: 発芽玄米、ほたて	陽性: なし 弱陽性: <b>牛肉</b>
小麦	陽性: 大麦、ライ麦、オーツ麦、タロコ 弱陽性: 鮭、マカダミアナッツ、アーモンド	陽性: <b>そば</b> 、昆布、のり、虎豆 弱陽性: あわ、きび、大豆、紫花豆、大福インゲン豆、うずら豆
そば	陽性: なし 弱陽性: ゼラチン、黒米	陽性: 昆布、マカダミアナッツ 弱陽性: オーツ麦
落花生	陽性: なし 弱陽性: インゲン豆	陽性: 昆布、アーモンド、大豆 弱陽性: マカダミアナッツ、紫花豆、大福インゲン豆、虎豆
大豆	陽性: うずら豆、虎豆、大正金時豆、えんどう豆、紫花豆、ガルバンゾー 弱陽性: インゲン豆	

※1: 陰性になった食品は、FASTKITイムノクロマトシリーズで偽陽性を示し、FASTKITスリムシリーズで偽陽性を示さないことが確認された食品です。

※2: 偽陽性を示す食品については今後も調査を継続し、その結果は、下記のホームページにてご案内いたします。

<http://www.rdc.nipponham.co.jp>



# ●性能 ～プロゾーンの確認～

## ＜試験方法＞

キット取扱説明書に従い、卵、牛乳、小麦、そば、落花生、大豆を抽出し、タンパク濃度を確認のうえ、FASTKITスリムシリーズにて試験を行った。

項目		タンパク濃度	FASTKITスリム結果
卵	未加熱	1023.9 $\mu\text{g/mL}$	陽性
	加熱	401.8 $\mu\text{g/mL}$	陽性
牛乳	未加熱	610.9 $\mu\text{g/mL}$	弱陽性
	加熱	405.0 $\mu\text{g/mL}$	弱陽性
小麦	未加熱	105.9 $\mu\text{g/mL}$	陽性
	加熱	106.2 $\mu\text{g/mL}$	陽性
そば	未加熱	216.5 $\mu\text{g/mL}$	陽性
	加熱	200.5 $\mu\text{g/mL}$	陽性
落花生	未加熱	564.0 $\mu\text{g/mL}$	弱陽性
	加熱	704.3 $\mu\text{g/mL}$	弱陽性
大豆	未加熱	806.4 $\mu\text{g/mL}$	陽性
	加熱	797.0 $\mu\text{g/mL}$	陽性

卵、牛乳、小麦、そば、落花生、大豆の抽出溶液を滴下しても反応の消失は認められなかった。  
(牛乳、落花生では、反応ラインが薄くなった)

# ●性能 ～食品検体での確認(卵)～

サンプル名	原材料表示	FASTKITスリム卵 試験結果	FASTKITイムノクロマト卵 試験結果
麺類1	有	陽性	陽性
麺類2	有	陽性	陽性
菓子類	有	陽性	陽性
焼き菓子1	有	陽性	陽性
焼き菓子2	有	陽性	弱陽性
食肉加工品1	なし	陰性	
食肉加工品2	なし	陰性	
レトルト食品	有	陰性	陰性
パン類1	なし	陰性	
パン類2	なし	陰性	
調理パン	有	陽性	陽性

- ◆1検体(レトルト食品)を除き、原材料表示とFASTKITスリム卵の試験結果は一致していた。
- ◆原材料表示と乖離したレトルト食品の、FASTKITエライザVer.Ⅱ卵における測定結果は2.9ppmであった。
- ◆焼き菓子2では、FASTKITスリム卵は、FASTKITイムノクロマト卵に比べ、明らかに濃いラインを示した。

# ●性能 ～食品検体での確認(牛乳)～

サンプル名	原材料表示	FASTKITスリム牛乳 試験結果	FASTKITイムノクロマト牛乳 試験結果※
麺類	原材料の一部に含む	陽性	陽性
菓子類	有	陽性	陽性
焼き菓子1	有	陽性	陽性
焼き菓子2	有	陽性	陽性
食肉加工品1	なし	陰性	陰性
食肉加工品2	有	陽性	陽性
レトルト食品	有	陽性	陽性
パン類1	有	弱陽性	弱陽性
パン類2	有	弱陽性	弱陽性
調理パン	原材料の一部に含む	陽性	陽性

※:従来FASTKITイムノクロマト牛乳は、抽出操作後の希釈倍率を5倍で実施いたしました。

- ◆原材料表示とFASTKITスリム牛乳の試験結果はすべて一致していた。
- ◆FASTKITスリム牛乳は、FASTKITイムノクロマト牛乳に比べ希釈倍率が高いにも関わらず、検出率は同等であった。  
(FASTKITスリム希釈倍率:200倍、FASTKITイムノクロマト希釈倍率100倍)

# ●性能 ～食品検体での確認(小麦)～

サンプル名	原材料表示	FASTKITスリム小麦 試験結果	FASTKITイムノクロマト小麦 試験結果
麺類	有	陽性	陽性
菓子類1	有	陽性	陽性
菓子類2	原材料の一部に含む	陰性	陰性
焼き菓子1	有	陽性	陽性
焼き菓子2	有	陽性	陽性
食肉加工品1	原材料の一部に含む	陰性	陰性
食肉加工品2	原材料の一部に含む	弱陽性	弱陽性
食肉加工品3	なし	陰性	陰性
レトルト食品	有	陽性	陽性
パン類1	有	陽性	陽性
パン類2	有	陽性	陽性
調理パン	有	陽性	陽性

- ◆原材料の一部に含むと表示された2検体(菓子類2および食肉加工品1)を除き、原材料表示とFASTKITスリム小麦の試験結果は一致していた。
- ◆原材料表示と一致しなかった2検体はFASTKITエライザVer. II 小麦で確認した結果、菓子類2は1ppm未満、食肉加工品1は1.4ppmであった。
- ◆FASTKITスリム小麦とFASTKITイムノクロマト小麦の試験結果に差は認められなかった。